

TANITA

デジタルヘルスマーター


System 301
DIGITAL HEALTH METER

取扱説明書



このたびは、タニタデジタルヘルスマーターを、お買いあげいただき、まことにありがとうございます。タニタデジタルヘルスマーターを正しく、ご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。本品は、精密機器につき絶対に分解はしないでください。

各部のよびかた





ご使用の前に

本品には、電池がついていませんので、ご近所で単2乾電池4本をご買入の上
ご使用下さい。ACアダプターが必要な場合には下記の説明をよくお読みの上、
ご購入下さい。

●電池をバッテリーボックスに入れる。


●電源スイッチをONにする。



●ACアダプターの使用

ACアダプターが必要な場合は、ご購入店もしくは弊社で販売いたします。な
お、電気店にお問合わせの場合は、下図のものをご指定ください。

ACアダプターをご使用のときは、電源スイッチを「OFF」にしてからACア
ダプター接続端子にプラグをさしこみ、「ON」にして下さい。



プラグ外径：A寸法 5.5mm

プラグ内径：B寸法 2.1mm

プラグ極性：センターマイナス

出力：DC6V、300mA以上

ご使用順序



●スタートスイッチを

①軽く押す



● 0.0 で正しい表示

②表示を確認



● 0.0 で5秒以内に

③乗る

ご使用上の注意

-  表示してから5秒以内に乘らない場合、表示が消える仕組になっています。
- 本体から降りますと自動的に表示数字が消え、同時に電源も自動的に消えます。
- 万一20秒過ぎても、表示が消えない場合は、電源スイッチをOFFにし、再びONにしてからお使い下さい。
- マイクロコンピューターやバッテリー（乾電池）を使用していますので、湿気の多い所や水けのある所に置かないで下さい。
- このデジタルヘルスマーターは量やジュールの上でも計れますが、出来るだけ堅い平らな所に置いてお使い下さい。
- 水でぬれた時は乾いた布で拭き、汚れた時は、水又は家庭用洗剤を湿した布で拭き、その後、乾いた布で拭き取って下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は使用しないで下さい。

電池交換について

- 表示部が、 となりますとバッテリー（乾電池）がなくなったことを表わしますので、すぐに取り替えて下さい。
- 電池は新品の単2乾電池（SUM-2）を使用して下さい。
- 電池交換の時は、4個一度に交換して下さい。

System301の特徴

※タニタデジタルヘルスマーター〈システム301〉は、マイクロコンピューターを内蔵した世界でも画期的な商品です。

- (1) オートパワーオフ〈AUTO POWER-OFF〉
測定の後、約1秒間で電源が自動的に切れるシステムでバッテリー（乾電池）を長持ちさせます。
- (2) 読み易い蛍光表示
緑色の蛍光表示管でどんなところでもはっきり読めます。
- (3) スタート0〈ゼロ〉システム〈START ZERO SYSTEM〉
スタートスイッチを押した時、電子的に0 kgの位置を決めます。
- (4) バッテリーチェッカーシステム〈BATTERY CHECKER SYSTEM〉
バッテリーの電圧が低くなると表示部が  となり、バッテリーの交換時期を知らせます。
- (5) サーキットチェックシステム〈CIRCUIT CHECK SYSTEM〉
 表示はマイクロコンピューターや電子回路が正常に作動していることをお知らせしています。
- (6) このデジタルヘルスマーターは120kgまではかれます。〈最大計量120kg〉
従来のヘルスマーター最大計量100kg〈当社比〉
- (7) 乾電池は家族5人で各自1日1回の測定で約1年使用出来ます。

精度の保証範囲

- このデジタルヘルスマーターは、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。

なお、最小表示は 0kg～100kg迄200g、100kg～120kg迄500gですが、ご使用の場合は、はかれた体重に対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

100kgまではかる場合	±400g
100kgをこえ120kgまではかる場合	±1 kg

- このデジタルヘルスマーターは体重を計ることが主な目的ですので品物の売買取引やその他の目方を証明する場合にはお使いになれませんが、学校や病院等で体重を測定し証明する場合は差しつかえありません。

通産省令適合マーク



検査合格証

精度検査	構造検査	総合検査

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (558)8111(代表)
大阪営業所	〒550 大阪市西区立売堀1-4-11	☎06 (541)3151(代表)
名古屋営業所	〒466 名古屋市昭和区田面町2-44	☎052(762)2241(代表)
福岡営業所	〒812 福岡市博多区博多駅南4-3-3	☎092(431)2298(代表)
札幌出張所	〒060 札幌市中央区北六条西24-3	☎011(641)8111(代表)
仙台出張所	〒980 仙台市荒町146	☎0222(62)2891(代表)
広島出張所	〒733 広島市西区三篠町1-2-24	☎082(238)7031(代表)

- 消費者サービスセンター 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(967)9655 消費者サービス室

*お願い＝ご不審の点がありましたら、お買上げ販売店、または弊社へお問合せ下さい。

保証書

本品は徹底した品質管理のもとに製造され、更に厳密な製品検査に合格した製品であることを保証いたします。万一通常のご使用に於いて自然故障を生じた際にはお買上げ店又はお近くのサービスステーションまで本品をお送りください。無償で修理いたします。

品 名 タニタデジタルヘルスマーター
System 301

保証期間 お買上げ日より6ヶ月間

株式会社 **タニタ**

東京都板橋区前野町1-14-2

注意

- 販売店、お買上げ日の記入がない保証書は無効です。

お買上げ日 昭和 年 月 日

ご住所
郵便番号 〇〇

ご芳名

ご連絡先

販売店